

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская детская клиническая больница" управления здравоохранения города Шымкент

Техническая спецификация

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
|-------|--|-------------------|------------|---------|-----------|
| 1 | <p>Расходный набор для системы анализа пота неонатальной диагностике NANODUCT Диски ионтофореза «Pilogel»</p> <p>Диски «Pilogel» это небольшие (площадь поверхности составляет 2,5 см²) диски ионотерапии, которые вставляются в сборку электродов до ионтофореза. Данные диски содержат концентрацию пилокарпина 1,5% для оптимальной стимуляции потовых желез, что сокращает время ионофореза примерно до 2,5 минут. Диски «Pilogel» содержат достаточное количество глицерола для предоставления надежной защиты геля от повреждения, связанного с случайным замораживанием. Диски «Pilogel» содержат тринатрийцитрат, прекрасное буферное вещество в кислотном диапазоне pH. Это сокращает анодное окисление геля во время ионофореза на 90%. В катоде, повышенный пилокарпин, который является хорошим буфером в умеренной щелочи pH, также сокращает накопление щелочи при ионофорезе. Данная буферизация защищает кожу от ожогов при изменении pH в геле. Каждая из указанных особенностей вносит вклад в безопасность процедуры.</p> <p>Корпус сенсора Цветной красный сенсор имеет два внешних фланца (с электродами) для соединения с</p> | шт | 10 | 220 000 | 2 200 000 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>красным держателем. Основой сенсора является небольшое углубление, ведущее в его центре к входному порту и оттуда к узкому встроенному каналу, проходящему через два микроэлектрода анализатора, формирующих корпус микропроводимости.</p> <p>Расходный набор для системы анализа пота неонатальной диагностике NANODUCT включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 дисков «Pilogel» - 6 сенсоров | | | | |
|---|--|--|--|--|

Заведующая аптеки

Боханова Г.Т